

- PUDERFREI
- FREI VON THIURAMIN
- BEIDHÄNDIG
- LATEXFREI
- FINGER TEXTURIERT
- UNSTERIL
- FREI VON PVC
- GRÖSSEN FARBKODIERT
- BLAUE FARBE



\*für Typ-I-Allergiker geeignet  
\*\*mit Rollrand versehen

### Physikalische Eigenschaften

| GRÖSSE                         | X-SMALL     | SMALL      | MEDIUM     | LARGE      | X-LARGE     |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| ARTIKELNR.                     | NACT 245 XS | NACT 245 S | NACT 245 M | NACT 245 L | NACT 245 XL |
| LÄNGE<br>(+/- 5MM)             | 245         | 245        | 245        | 245        | 245         |
| HANDFLÄCHENBREITE<br>(+/- 3MM) | 81          | 86         | 96         | 109        | 116         |
| GEWICHT<br>(+/- 0.3G)          | 3.2         | 3.3        | 3.6        | 4.3        | 4.6         |

| DICKE (EINWANDIG)(+/- 0.02MM) |            |               | BEZOGENE NORM | VOR ALTERUNG                   |             | NACH ALTERUNG                   |             |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| RAND                          | HANDFLÄCHE | FINGERSPITZEN |               | SPANNUNG (MPa)                 | DEHNUNG (%) | SPANNUNG (MPa)                  | DEHNUNG (%) |
| 0.07                          | 0.09       | 0.12          | ASTM 6319     | > 14                           | > 500       | > 14                            | > 400       |
|                               |            |               | EN 455 - 2    | Kraft beim Bruch: 6 Newton min |             | Kraft beim Bruch : 6 Newton min |             |

### HERSTELLUNGS- UND SICHERHEITSSTANDARDS

| STICHPROBENPLAN VERWENDET EINFACHE NORMALE   |                  |           |                             |              |                                 |                               |
|--|------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ZUFÄLLIGE STICHPROBEN BASIEREND AUF ISO 2859 | CHARAKTERISTIKEN | DIMENSION | PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | WASSERDICHTE | OPTISCHE MÄNGEL (SCHWERWIEGEND) | OPTISCHE MÄNGEL (GERINGFÜGIG) |
|  | KONTROLLEBENE    | S - 2     | S - 2                       | G1           | G1                              | G1                            |
|  | AQL              | 4.0       | 4.0                         | 1.5          | 2.5                             | 4.0                           |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| CE KLASSE                  | Klasse I - Medical Device Regulation (EU) 2017/745   | Kategorie III – Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)                        |
| KONFORMITÄTEN              | EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4<br>EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420<br>EN ISO 13485  | EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2,<br>EN ISO 374-4, EN ISO 374-5,<br>EN 16523-1, EN ISO 21420 |
| VIRUSTEST-PERMEATION       | Prüfung gemäß ASTM F1671 & ISO 16604   |   |
| CHEMISCHE SUBSTANZEN       | Prüfung gemäß EN 16523-1   |   |
| KONTAKT MIT LEBENS-MITTELN | Konformitätserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission sowie Gesamtmigrationsprüfung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/211 der Kommission |   |
| HALTBARKEIT                | 5 Jahre  |   |
| LAGERUNGSHINWEISE          | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur von 5-35°C lagern. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten.   |   |
| MATERIAL                   | Synthetischer Kautschuk - keine Gefahr für Menschen, die auf das natürliche Material allergisch reagieren.   |   |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PUDERGEHALT (mg/Handschuh) | 2 (max) |
| ASTM D 6124                |         |
| PROTEINGEHALT (µg/dm²)     | KEINE   |
| ASTM D 5712                |         |

### VERPACKUNGSART

200 Stück Handschuhe verpackt in einer Spenderbox.  
10 Spenderboxen verpackt in einem Karton..

