

# MEDOVIS

Visionary Medical

**Präzise. Sicher. Feinfühlig.**

Leistung und Komfort bei  
chirurgischen Eingriffen.

## **EINMAL-KAUTER ESU PENCIL**

inkl. Spatelelektrode 02

Elektrochirurgische  
**EINWEG-ELEKTRODEN**  
in div. Ausführungen 03-06

### **MEDOVIS**


Healthcare GmbH  
Medizintechnik  
Marktring 6  
A-8523 Frauental

[medovis.at](http://medovis.at)

## Monopolarer EINMAL-KAUTER / ESU Pencil

Der hochwertige Medovis Einmal-Elektrodengriff bietet Leistung und Komfort beim Schneiden und Koagulieren. Seine leichte Stromlinienform und eine griffige Oberflächenstruktur auf der Rückseite ermöglichen ein präzises, ermüdungsfreies Arbeiten. Die Tasten CUT (gelb) und COAG (blau) mit deutlich taktilem und hörbarem Klicken, sind ergonomisch positioniert.

Der Einmal-Kauter von Medovis ist kompatibel mit allen gängigen HF-Geräten und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
CPW07C-5	EINMALKAUTER ESU pencil	Abnehmbare Spatel-Elektrode 2 Drucktasten (Schneiden und Koagulieren) 3-poliger Stecker mit 5 m Kabellänge Einmalprodukt/steril

## Kugelelektrode



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM70K4	KUGELELEKTRODE Ø 4 mm	Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Einmalprodukt/steril 100 Stück/Pkg

## Messerelektroden



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM1450MB	MESSERELEKTRODE 64 mm beschichtet	Beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 64 mm Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg
FM1551M	MESSERELEKTRODE 70 mm	Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg
FM1455MB	MESSERELEKTRODE 70 mm beschichtet	Beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Spitze 5 mm Teflon beschichtet Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg
FM14751MB	MESSERELEKTRODE 70 mm beschichtet	Beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg
FM1475MB	MESSERELEKTRODE 70 mm beschichtet	Beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Einmalprodukt/steril 100 Stück/Pkg
FM1455MBI	MESSERELEKTRODE 70 mm beschichtet isoliert	Beschichtet , isoliert Schaft Ø 2,4 mm x 70 mm Spitze 5 mm Teflon beschichtet Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg
FM1475XMB	MESSERELEKTRODE 80 mm beschichtet	Beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 80 mm Einmalprodukt/steril 50 Stück/Pkg

## Nadelelektrode



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM1552N	NADELELEKTRODE EDELSTAHL 72 mm	Schaft Ø 2,4 mm x 72 mm Aktivlänge 28 mm, Einmalprodukt/steril 100 Stück/Pkg
FM1465-6NIB	NADELELEKTRODE 165 mm gerade, beschichtet	Isoliert, beschichtet Schaft Ø 2,4 mm x 165 mm Aktivlänge 5 mm, Spitze 0,8 mm Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg

## Coloradonadeln



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM104NIW	MIKROPOINTNADEL 40 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 76 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 m Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1033NIW	MIKROPOINTNADEL 76 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 76 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 m Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1133NAIW	MIKROPOINTNADEL 76 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 76 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 3 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 20 Stück/Pkg
FM1134NAIW	MIKROPOINTNADEL 102 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 102 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 3 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg

## Coloradonadeln



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM1135NAIW	MIKROPOINTNADEL 127 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 127 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 3 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1465-4NIW	NADELELEKTRODE 102 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 102 mm Aktivlänge 5 mm, Spitze 0,8 mm Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1465-6NIW	NADELELEKTRODE 165 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 165 mm Aktivlänge 5 mm, Spitze 0,8 mm Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1650NIW	NADELELEKTRODE 42 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 42 mm Freiliegende Länge 20 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm Einmalprodukt/steril 20 Stück/Pkg
FM1651NIW	NADELELEKTRODE 54 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 54 mm Freiliegende Länge 30 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm Einmalprodukt/steril 20 Stück/Pkg
FM1652NAIW	NADELELEKTRODE 54 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 54 mm Freiliegende Länge 30 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 3 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1653NAIW	NADELELEKTRODE 54 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 54 mm Freiliegende Länge 30 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 10 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 20 Stück/Pkg

## Coloradonadeln



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FM1465-TNIW	NADELELEKTRODE 65 mm gerade, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 65 mm Aktivlänge 5 mm, Spitze 0,08 mm Einmalprodukt/steril 20 Stück/Pkg
FM1465-TNAIW3	NADELELEKTRODE 65 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 65 mm Freiliegende Länge 30 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 3 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril 10 Stück/Pkg
FM1465-TNAIW10	NADELELEKTRODE 65 mm abgewinkelt, Wolfram	Isoliert, Wolfram Schaft Ø 2,4 mm x 65 mm Freiliegende Länge 30 mm Aktivlänge 3 mm, Spitze 0,06 mm 45° Winkel, 10 mm von der Spitze Einmalprodukt/steril

## Schlingenelektroden



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
H15W15-70	SCHLINGEN ELEKTRODE 15x15, Länge 70mm	Isoliert Einmalprodukt/steril 10 Stk/Pkg
H20W20-70	SCHLINGEN ELEKTRODE 20x20, Länge 70mm	Isoliert Einmalprodukt/steril 20 Stk/Pkg
H25W25-70	SCHLINGEN ELEKTRODE 25x25, Länge 70mm	Isoliert Einmalprodukt/steril 10 Stk/Pkg