

Für eine simultane Überwachung von Körperkerntemperatur und Harnableitung



**FOLEY-KATHETER
mit Temperatursensor**

*auch erhältlich mit
Glycerinspritze*

Seite
02/03

MEDOVIS

Healthcare GmbH
Medizintechnik
Marktring 6
A-8523 Frauental

medovis.at


FOLEY-KATHETER mit Temperatursensor zur Anästhesieüberwachung

Der Medovis Foley-Katheter verfügt über einen Sensor, der gleichzeitig zur Harnableitung die Körperkerntemperatur des Patienten während und nach einer Operation kontinuierlich überwacht.

Die hohe Materialqualität und das spezielle Produktdesign gewährleisten eine sichere und einfache Anwendung. Medovis Foley-Katheter zeichnen sich durch hohe Drainageleistung und geringe Inkrustationsneigung aus. Die Messgenauigkeit des Temperatursensors liegt bei $+0,1^{\circ}\text{C}$ / $-0,2^{\circ}\text{C}$ über einen Temperaturbereich von $25-45^{\circ}\text{C}$.



- Aus Silikon
- Transparent
- Farbcodierter Schrumpfschlauch zur leichten Größenerkennung
- Messgenauigkeit $+0,1^{\circ}\text{C}$ / $-0,2^{\circ}\text{C}$
- Messbereich $25-45^{\circ}\text{C}$
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Ballon
eng anliegend mit
weichem Übergang
zum Katheterschaft



Weißer Konnektor
mit ergonomischem
Griff für sichere und
einfache Handhabung



**Farbkodierter
Schrumpfschlauch**
zur leichteren
Größenidentifizierung



Glycerinspritze -
Menge abgestimmt auf
die Größe des Ballons



Foley-Katheter

Artikelnummer	Art.-Nr. mit Glycerinspritze	Größe	InnenØ / AußenØ	Ballon	Gesamtlänge	Einführlänge	Messbereich	Farb Code
CT30808S	CT30808SZ	Ch 8	1,6 / 2,7 mm	3 ml	31 cm	24,5 cm	25-45°C	hellblau
CT31005S	CT31005SZ	Ch 10	1,8 / 3,3 mm	5 ml	31 cm	24,5 cm	25-45°C	schwarz
CT31210S	CT31210SZ	Ch 12	2,4 / 4,0 mm	15 ml	41 cm	34,5 cm	25-45°C	weiß
CT31410S	CT31410SZ	Ch 14	2,4 / 4,7 mm	15 ml	41 cm	34,5 cm	25-45°C	grün
CT31610S	CT31610SZ	Ch 16	2,7 / 5,3 mm	30 ml	41 cm	34,5 cm	25-45°C	orange
CT31810S	CT31810SZ	Ch 18	2,7 / 6,0 mm	30 ml	41 cm	34,5 cm	25-45°C	rot

Stecker-Adapter

Artikel-Nr.	Beschreibung
TZ0010200	GE-Klinkenstecker gerade für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0030200	HP/Philips-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0040200	Siemens/Dräger-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0060200	Mindray-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m