

## Für eine simultane Überwachung von Körperkerntemperatur und Harnableitung



**FOLEY-KATHETER  
mit Temperatursensor**

Seite  
02/03

**MEDOVIS**

Healthcare GmbH  
Marktring 6  
8523 Frauental

[medovis.at](http://medovis.at)


## FOLEY-KATHETER mit Temperatursensor zur Anästhesieüberwachung

Der Medovis Foley-Katheter verfügt über einen Sensor, der gleichzeitig zur Harnableitung die Körperkerntemperatur des Patienten während und nach einer Operation kontinuierlich überwacht.

Die hohe Materialqualität und das spezielle Produktdesign gewährleisten eine sichere und einfache Anwendung. Medovis Foley-Katheter zeichnen sich durch hohe Drainageleistung und geringe Inkrustationsneigung aus. Die Messgenauigkeit des Temperatursensors liegt bei  $+0,1^{\circ}\text{C}$  /  $-0,2^{\circ}\text{C}$  über einen Temperaturbereich von  $25-45^{\circ}\text{C}$ .



- Aus Silikon
- Transparent
- Farbcodierter Schrumpfschlauch zur leichten Größenerkennung
- Messgenauigkeit  $+0,1^{\circ}\text{C}$  /  $-0,2^{\circ}\text{C}$
- Messbereich  $25-45^{\circ}\text{C}$
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



**Ballon**  
eng anliegend mit  
weichem Übergang  
zum Katheterschaft



**Farbkodierter  
Schrumpfschlauch**  
zur leichteren  
Größenidentifizierung



**Weißer Konnektor**  
mit ergonomischem  
Griff für sichere und  
einfache Handhabung



## Foley-Katheter

Artikelnummer	Größe	InnenØ / AußenØ	Ballon	Gesamtlänge	Einführlänge	Messbereich	Farb Code	Stk / Pkg
CT30808S	Ch 8	1,6 / 2,7 mm	3 ml	31 cm	24,5 cm	25 - 45° C	hellblau	10
CT31005S	Ch 10	1,8 / 3,3 mm	5 ml	31 cm	24,5 cm	25 - 45° C	schwarz	10
CT31210S	Ch 12	2,4 / 4,0 mm	15 ml	41 cm	34,5 cm	25 - 45° C	weiß	10
CT31410S	Ch 14	2,4 / 4,7 mm	15 ml	41 cm	34,5 cm	25 - 45° C	grün	10
CT31610S	Ch 16	2,7 / 5,3 mm	30 ml	41 cm	34,5 cm	25 - 45° C	orange	10
CT31810S	Ch 18	2,7 / 6,0 mm	30 ml	41 cm	34,5 cm	25 - 45° C	rot	10

## Stecker-Adapter

Artikel-Nr.	Beschreibung
TZ0010200	GE-Klinkenstecker gerade für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0030200	HP/Philips-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0040200	Siemens/Dräger-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m
TZ0060200	Mindray-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m

## **Kontakt Daten:**

**Telefon: +43 3462 30 416**

**Fax: + 43 316 23 11 23 91 20**

**Mail: [office@medovis.at](mailto:office@medovis.at)**