

Maximal schonend -
optimal effizient
mit glasklarer Sicht

EINWEG
SICHERHEITS
TROKAR

Ø 5, 10 und 12 mm

MEDOVIS

Healthcare GmbH
Medizintechnik
Marktring 6
A-8523 Frauental

medovis.at

SICHERHEITSTROKAR

Die MEDOVIS Einmal-Sicherheitstrokare gewährleisten einen effektiven und stabilen Zugang zum Bauchraum und ermöglichen dem Operateur während des gesamten Eingriffs die Kontrolle zu behalten. Risiken bei laparoskopischen und anderen minimalinvasiven Verfahren werden so reduziert und der Heilungsvorgang beschleunigt.

Dilatationstrokare von MEDOVIS sind klingenlos und passieren das Gewebe ohne Schnitt. Dadurch werden Verletzungen vermieden. Die Operationswunde ist im Vergleich zu gängigen Trokaren mit Klinge um 58 % kleiner.

Die transparente Spitze der MEDOVIS Trokare ermöglicht eine hervorragende Lichtübertragung und liefert dem Chirurgen nach Herstellung des Zugangs, gestochen scharfe Bilder.

Selbstgreifende Dichtung am Obturator

zur sicheren Fixierung der Optik beim Einführen

Konischer Zugang

zum einfachen Wechseln der Instrumente mit nur einer Hand

Geriffelte Kanüle

- fixiert den Trokar in beide Richtungen
- bietet Stabilität auch bei langer Eingriffsdauer und bei Instrumentenwechsel mit einer Hand
- sichere Fixierung der Optik

Transparente Hülse

gewährleistet die ununterbrochene Sicht auf die Passage von Instrumenten, Nahtmaterial, Klammern, chirurgischen Gewebeproben etc.

Atraumatische, transparente Dilatationsspitze

- verfolgt einen nicht-linearen Weg durch die Faszie. Nach der Bergung bleibt lediglich eine kleine, nicht-lineare Wunde zurück
- hervorragende Lichtübertragung
- glasklare Sichtdarstellung einzelner Fasern in jeder Gewebeschicht

Universaldichtung

das spezielle magnetische Drehventil gleitet beiseite

Duckbill-Ventil

verhindert Rückfluss zuverlässig



MEDOVIS Trokare reduzieren die Größe der Operationswunde in der Faszie um bis zu

58%



Abbildungen des Verschlusses der Gewebewunde nach Entfernung des Trokars

SICHERHEITSTROKARE in drei Größen - Ø 5, 10 und 12 mm

Mit fortschrittlichen Merkmalen wie hoher Transparenz und speziell geriffelter Kanülen, bieten **MEDOVIS Trokare** ein breites Spektrum an Möglichkeiten, genau auf den Bedarf der Operateure zugeschnitten.

ENTSCHEIDENDE VORTEILE:

- Sicheres Verfahren
- Verfahrensflexibilität
- 58% weniger Fasziendefekt
- Faszie verschließt sich nach ziehen des Trokars
- Keine klingenbedingte Verletzungen
- Optimale Stabilität
- Hervorragende Sichtdarstellung beim Einführen



Ø 5 mm

MEDOVIS Sicherheitstrokar

Art.Nr.: AYD5M



Ø 10 mm

MEDOVIS Sicherheitstrokar

Art.Nr.: AYD10M



Ø 12 mm

MEDOVIS Sicherheitstrokar

Art.Nr.: AYD12M